

Mivozo B.V.
Ondernemersweg 5a
7451 PK Holten
KvK: 98871137
info@mivozo.nl
www.mivozo.nl



MIVOZO

TOTAL FOOT CARE

Medisch Pedicure
ProVoet lidnr. 321803
KRP nummer. 18509
AGB code 96102951
AGB praktijkcode 96096944

FOLDER NAGELBEUGELS



Wat is nagelregulatie?

Nagelregulatie is een techniek waarbij een nagelbeugel wordt gebruikt om problemen met teennagels, met name de grote teen, te corrigeren. Het is vooral geschikt voor nagels die scheef, rond of krom groeien en daardoor problemen veroorzaken in de nagelwal, zoals ingegroeide nagels.

Hoe werkt nagelregulatie?

Bij nagelregulatie wordt een beugel op de nagel bevestigd om:

- Een rond- of ingegroeide nagel recht te maken.
- Tijdelijk de druk in de nagelwal te verminderen.

De beugel zorgt ervoor dat de nagel langzaam vlakker wordt, wat de pijnklachten vermindert en uiteindelijk wegneemt. De beugel groeit mee met de nagel en kan na verloop van tijd worden verwijderd. Indien nodig kan een nieuwe beugel geplaatst worden voor verdere correctie.

Soorten nagelbeugels:

1. Stalen nagelbeugels:
Veertjes of beugels gemaakt van chirurgisch staal.
2. Plakbeugels:
Bijvoorbeeld de Onyclip
3. Composiet:
Een streep van uitgehard kunststof

De keuze van de beugel wordt individueel bepaald, afhankelijk van de situatie en het type nagelprobleem.

Indicaties voor nagelregulatie:

- Nagelwalproblemen: Likdoorns of eeltvorming in de nagelwal.
- Convexe nagels: Tunnelnagels, krulnagels of andere krommingen in de nagelplaat.
- Ingroeïende nagels zonder ernstige ontsteking.
- Ernstig ingegroeide nagels.

Nazorg en controleafspraken:

- Eerste controle:
Na 1 week.
- Vervolgcontroles:
Iedere 6 weken.

Belangrijke aandachtspunten:

1. Comfort:
De nagelbeugel mag geen pijn veroorzaken.
2. Controle: Controleer regelmatig op drukplekjes of irritatie rond de nagelwal.
3. Bij gevoelsverlies: Hebt u verminderd of geen gevoel in uw voeten, laat dan iemand anders de huid rond de nagel controleren.
4. Nagellak: Dit mag gebruikt worden, maar verwijder het uitsluitend met een acetonvrije remover.
5. Problemen: Laat de nagelbeugel los, ervaart u pijn of ontstaan er irritaties of drukplekjes, neem dan direct contact op met de pedicure.
6. Afspraak: Vergeet uw controleafspraak niet om het herstel te monitoren en indien nodig bij te sturen.

